



Pagina 1 · Inserisci i tuoi commenti qui



DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO ED USO PREVISTO

Il sistema SEFFILLER® è ideato per il **Medico Estetico** che vuole migliorare il trofismo cutaneo e ripristinare i volumi. SEFFILLER® è un kit monouso sterile da utilizzare per singolo paziente al fine di facilitare e standardizzare il prelievo, la preparazione e l'innesto di tessuto adiposo sottocutaneo microframmentato. Numerosi studi hanno evidenziato che il tessuto adiposo sottocutaneo è composto da cellule adipose e tessuto stromale (SVF) contenente cellule mesenchimali e in particolare cellule staminali di origine adiposa (ADSCs). Tale procedura prevede il prelievo guidato e l'innesto del tessuto adiposo microframmentato con le componenti presenti nel kit SEFFILLER®.

La guida permette di realizzare la procedura di prelievo in modo facilitato, sicuro e standardizzato; la cannula permette di prelevare il tessuto adiposo già con le caratteristiche idonee all'innesto sottocutaneo (microframmentato), senza necessitare di ulteriori manipolazioni maggiori. Il tessuto viene quindi lavato e trasferito in siringhe idonee e innestato nello stesso paziente (innesto autologo) a livello sottocutaneo, al fine di migliorare